



Biztonsági adatlap

CO-CN-01-1/2020 egyéni védőeszköz (PPE I.) textil szájmazsk, fehér, mosható

Felhasználás:

A CO-CN-01-1/2020 termék egyéni védőeszköz (Personal Protective Equipment - PPE), egyszerű tervezésű, PPE I. kategóriába sorolt termék (PPE I. termék: a felhasználót a fokozatosan fellépő vagy nem kivételes veszélyektől való megvédésre tervezett termék).

Megfelelőség:

A CO-CN-01-1/2020 PPE I. típusú termék megfelel a 2016/425/EU rendelet vonatkozó követelményeinek. Az EU megfelelési nyilatkozat megtekinthető a www.babuart.eu és a www.contactnkft.hu honlapokon.

Tárolási követelmények:

Napfénytől, hőtől védett száraz, hűvös helyen tároljuk. Ha a terméket huzamos ideig közvetlen napfény éri, csökkenhet eltarthatósági ideje, elszíneződhet. Használat nélküli eltarthatósági idő: 1 év

Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések:

Használat előtt ellenőrizze a termék sértetlenségét, ha bármilyen hibát vagy sérülést észlel, a maszkot semmisítse meg. Használat előtt mossa ki a terméket 90°C hőmérsékleten. A maszkot a gumizsinórnál fogva helyezze fel úgy, hogy nem ér kézzel sem a maszkhoz sem arcához. Használat során ne érjen kézzel sem a maszkhoz sem arcához. A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 90°C hőmérsékleten. Folyamatos használat mellett maximum 3 hónap használat javasolt. Ha használat során a maszk megsérül, ne használja tovább, a hibás maszkot semmisítse meg.

A termék kezelése:

- Mosható 90°C hőmérsékleten.
- Gépi mosás esetén a maszkot mosózsákban mossa.
- Vegyi úton tisztítható.
- Vasalható 240°C hőmérsékleten.

Ártalmatlanítás, megsemmisítés:

Használatot követően a termék szennyeződhet fertőző vagy más veszélyes anyagokkal, használat után haladéktalanul ártalmatlanítsa a maszkot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően.

Tűzveszélyesség:

A termék magas hőmérsékleten lebomlik. Vízzel, CO₂ permittel, száraz porral oltandó.

Elsősegély:

Távolítsa el az egyéni védőeszközöket.

Alapanyagok:

Bevizsgált egészségügyi textil (100% pamut), cérna, gumizsinór.



CONTACT
Nkft

Gyártó:

- Név: Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- Adószám: 21456891-2-16
- Cím: 5000 Szolnok Tószegi út 43.
- Telefonszám: +36-56-521-012
- E-mail: contact@contactnkft.hu

Használati útmutató:

- Győződjön meg a termék sértetlenségéről és hibátlanságáról.
- Első használat előtt 90°C hőmérsékleten mossa ki a maszkot.
- Felhelyezés előtt fertőtlenítse kezét. Úgy helyezze fel a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A terméket úgy rakja fel, hogy az minél jobban rásimuljon arcára. 2020 ellátás igazolás hiányzik
- Használat során ne érjen kézzel se a maszkhoz se arcához, ha hozzáérne, mosson kezet és cseréljen maszkot.
- Ha használat során a maszk benedvesedik, cserélje le.
- A maszk levétele előtt fertőtlenítse kezét. Úgy vegye le a maszkot a gumizsinórnál fogva, hogy kezeivel nem ér sem a maszkhoz sem arcához.
- A maszkot rendszeresen, minden használat után mossa 90°C hőmérsékleten.